

## Таблица для комплектации центрифуги



### Центрифуга ROTOFIX 32A - без ротора

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Макс. емкость        | 4 x 100 мл / 32 x 15 мл       |
| Макс. скорость / ОЦС | 6 000 / 4 226 (угловой ротор) |
| Размеры (ВxШxД)      | 257 x 366 x 430 мм            |
| Вес                  | Около 23 кг                   |
| № по каталогу        | 1206                          |

### Наиболее популярные роторы

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Ротор 1624   | Ротор 1418  | Ротор 1613  |

| Пробирки                   | Ротор | Количество / Размер | Под-вески | Адап-теры | ОЦС   |
|----------------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------|
| Стандартные                | 1624  | 28 x 15 мл          | 1742      | —         | 2 451 |
|                            | 1324  | 16 x 15 мл          | 1398      | 1483      | 2 612 |
|                            | 1613  | 12 x 15 мл          | —         | —         | 4 146 |
| Пробирки с коническим дном | 1418  | 32 x 15 мл          | —         | 1467      | 2 564 |
|                            | 1418  | 8 x 50 мл           | —         | 1468      | 2 486 |
|                            | 1324  | 16 x 15 мл          | 1398      | 1483      | 2 612 |
| Вакуумные пробирки         | 1624  | 28 x 13x75 мм       | 1742      | 0716      | 2 325 |
|                            | 1624  | 16 x 16x100 мм      | 1381      | 1348      | 2 522 |
|                            | 1324  | 20 x 13x75/100      | 1390      | 1383      | 2 522 |
| Цитосистемы                | 1626  | 8 цитокамер         | 1680      | 1662      | —     |

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА,  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ